

PlanDeal

GÜLTIG BIS: 31. 12. 2026

PRAXIS & LABOR

PLANMECA

55 YEARS



Plandent

Plandent GmbH

Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien | Telefon: +43 (0) 1 / 6620272 | www.plandent.at

PLANMECA

Pro40™

Intelligenz trifft Ergonomie – für mühelose
zahnmedizinische Versorgung

Mit der Planmeca Pro40™ beginnt eine neue Generation seitlich hochklappbarer Behandlungseinheiten.

Durch die perfekte Verbindung von intelligenter Technologie, ergonomischem Design und höchsten Hygienestandards schafft sie optimale Voraussetzungen für moderne Zahnmedizin.



ab
€ 31.970^{00*}

*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Pro50™

Modernste Technologie für höchste Präzision
und maximalen Komfort in der Dentalmedizin

Die Planmeca Pro50 ermöglicht eine optimale Behandlungsposition und unterstützt ergonomische Arbeitsabläufe für entspanntes Arbeiten im Sitzen und Stehen.



ab
€ 42.970^{00*}

Polster
erhältlich in
3 NEUEN
Designs!

*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Compact i Classic

Der moderne Klassiker für die allgemeine Zahnmedizin

Planmeca Compact™ i Classic kann entweder mit ausbalancierten Instrumentenarmen oder mit hängenden Instrumentenschläuchen ausgestattet werden. Die Standardversion enthält alle erforderlichen Instrumente.

Alle Instrumenteneinstellungen lassen sich bequem vom Bedienelement der Behandlungseinheit aus vornehmen.

Wie die anderen Planmeca-Behandlungseinheiten auch, ist die Planmeca Compact i Classic mit einem Multifunktionsfußschalter ausgestattet, worüber die Funktionen der Einheit samt Stuhl und Instrumenten gesteuert werden können.

ab
€ 19.970⁰⁰*

Polster erhältlich in
26 trendigen Farben:



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

PLANMECA

Compact i5

Auf Langlebigkeit ausgelegt – für optimale Leistung gefertigt

Compact i5 Behandlungseinheit mit Speifontäne und integriertem Patientenstuhl mit seitlicher Stuhlbe-
festigung. Inklusive Netzwerkschnittstelle zur Anbindung ans Romexis Clinic-Management Modul.

ab
€ 26.970⁰⁰*



Jetzt inklusive
Planmeca Patrol
Wasserfiltrationssystem
von BWT



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Die neue KI-gestützte 3D-Software

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die neueste Version unserer Softwareplattform – **Planmeca Romexis® 7** – jetzt verfügbar ist. **Diese Version führt neue und leistungsstarke KI-basierte Tools ein**, die nicht nur dazu beitragen, Zeit für den Arzt zu sparen, sondern auch die Patientenaufklärung und -kommunikation zu erleichtern, indem sie die Fälle besser als je zuvor visualisieren.



Erleben Sie
die Leistungsfähigkeit
von KI ab Romexis®
Version 6.4.5

Planmeca
Romexis
All-in-One-Software

KI-basiertes Werkzeug für 2D-Bildgebung

Second Opinion® ist ein radiologischer Erkennungshilfsdienst, der von Pearl Inc. angeboten wird. Eine nahtlose Integration mit dem Second Opinion-Dienst ermöglicht es Romexis-Benutzern, die von diesem Dienst erstellten KI-Befunde direkt in Romexis zu empfangen.

KI-basiertes Werkzeug für 3D-Bildgebung

Romexis® Smart ist eine neue KI-basierte Funktion, die für das Romexis 3D-Bildgebungsmodul verfügbar ist. Sie ermöglicht die automatische Segmentierung und Erkennung von Anatomien sowie das automatische Mapping von CBCT-Aufnahmen und intraoralen Scans.

Neuer 3D-Rendering-Stil

Mit der neuesten Softwareversion wird eine neue Art des Renderings für CBCT-Bilder eingeführt, die die Visualisierung von Fällen verbessert.



Bringen Sie Ihr Panorama- und Kleinbildröntgen auf den neuesten Stand.



ProX™

ProOne®

Paketpreis
€ 27.999^{00*}

Röntgen PC mit
Datensicherung + Ipad
€ 3.699⁰⁰

ProSensor® HD

Sensorgroße 2

Sensorgroße 1

PLANMECA

ProX™

Das einzigartige Planmeca ProX™ Designkonzept macht die intraorale Bildgebung einfacher und zuverlässiger als je zuvor. Automatische Übergabe der Belichtungsparameter möglich.

Inklusive:

- Abstandarm
- Wandbefestigung
- Handbedienpanel
- Langtubus
- Blendenaufsatz 43 x 33

PLANMECA

ProOne®

ProOne Digitalröntgengerät

- Horizontale und vertikale Ausblendung
- Basispanoramaprogramme (inkl. Bissflügelpanoramaprogramm)
- 2D Prüfkörperset

PLANMECA

ProSensor® HD

Innovativer intraoraler Sensor

Paket inkludiert:

- Planmeca ProOne
- horizontale und vertikale Segmentierung
- Bissflügelprogramm
- 2D Prüfkörperset
- Planmeca ProX
- Planmeca ProSensor HD set, Sensor Größe 1 (5 Jahre Garantie)
- Planmeca ProSensor HD set, Sensor Größe 2 (5 Jahre Garantie)
- 1 x Romexis 2D Standard

optional:

- Röntgen PC mit Datensicherung + Ipad

*exklusive Montage und Transportkosten, Abnahmeprüfungen und Strahlenschutzbauzeichnung

ESTETICA – Evolution eines Meisterstücks

Höchste Performance bei jeder Berührung

Neueste Touchdisplay-Generation mit brillanter Auflösung und beeindruckend schneller Reaktionszeit



Intelligente Beleuchtung für den Praxisalltag

Ultra-leichte KaVo Lumina Behandlungsleuchte mit UX Light Technologie, begeisterndem SPA light und neuem COMPOshape Modus



Integrierte Lösungen für höchste Hygienestandards

Integriertes Hygienecenter für Instrumente und Absaugschläuche zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion mit intuitiver Anleitung




Natürliche Ästhetik für individuelle Praxiskonzepte

Neue Farbkollektion „Inspired by nature“, mit 14 Farbvarianten, perfekt abgestimmt auf aktuelle Interior Design Trends



Durchdachte Steuerung für maximale Effizienz

Intuitives Bedienkonzept mit schnellem, direktem Zugriff auf alle wichtigen Funktionen für zeitsparende, reibungslose Behandlungsabläufe



Bewegungsfreiheit neu gedacht

Einzigartiges, AGR zertifiziertes Schwebestuhlkonzept für optimale Ergonomie-Voraussetzungen für Behandler und Team



KAVO

Dental Excellence

ESTETICA E70

Mit ihrem Premium-Gesamtkonzept stehen die ESTETICA E70 Vision Modelle an der Spitze der KaVo Dentaleinheiten. Sie bieten überragenden Komfort, prämiertes Design und dank ihres Schwebestuhlkonzepts die perfekte Balance aus ergonomisch gesundem Arbeiten und präzisen, effizienten Workflows.

Das einzigartige Schwebestuhlkonzept vereint maximale Beinfreiheit, ergonomischen Komfort und effiziente Arbeitsabläufe für ein völlig neues Behandlungsgefühl.

Ergonomie auf höchstem Niveau. Spürbarer Komfort. Grenzenlose Individualität.

Individuell auf Ihre Praxis zugeschnitten für effiziente Workflows, höchsten Komfort und maximale Gestaltungsfreiheit.

ab
€ 40.470^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

KAVO

Dental Excellence

amiQa

Die KaVo amiQa steht nicht nur mit ihrem Namen für die wichtigsten Attribute echter Freundschaft: Wahre Freunde lassen uns niemals im Stich. Sie schenken uns Sicherheit und zaubern uns immer wieder aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, vereint die amiQa die Essenzen der KaVo-DNA in einem schlanken Konzept: Top-Qualität, durchdachte, einfache Hygieneprozesse, raffinierte Ergonomie und junges Design. Von der Basis- bis zur Spezialistenausstattung überzeugt die amiQa so mit ihren äußeren und inneren Werten.

Einfach bedienen: Intuitives 7"-Touchdisplay für effiziente Workflows.

Einfach hygienisch: Automatisierte Hygieneprozesse mit integriertem Hygienecenter.

Einfach komfortabel: Ergonomisches Design für Behandler und Patienten bei kompakter Bauweise.

ab
€ 20.970^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

KAVO

Dental Excellence

uniQa

Intelligente Features, die gewohnte KaVo-Präzision und die hohe Wertigkeit unterstützen langfristig einen erfolgreichen Behandlungsalltag. Und gleichzeitig lässt die KaVo uniQa ausreichend Raum für den individuellen Ausdruck ihres Besitzers und unterstreicht seine unvergleichliche Uniqueness.

Zeitloses Design, exklusive Oberflächen und individuelle Konfigurationsmöglichkeiten machen die KaVo uniQa zum stilprägenden Mittelpunkt moderner Praxen.



KaVo Polsterfarben
Inspired by Nature

ab
€ 32.470^{00*}



*exklusive Montage- und Transportkosten | Die Bilder enthalten optionale Artikel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Bis zu 20% Preisvorteil
bei DUO-Packs*

DUO-Packs: 2 Instrumente
aus der EXPERT-, MASTER-
oder SONICflex-Serie

Sonderpreis ab
€ 899⁰⁰



Kaufen Sie ein DUO Pack mit 2 Instrumenten aus der EXPERT-, MASTER- oder SONICflex-Serie und erhalten Sie bis zu 20% Preisvorteil*

EXPERTmatic DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack E25 L/E20 L	mit Licht, 1:5 / 1:1, rot/blau, ISO	321629	€ 1.249,00
Duo Pack E25L	mit Licht, 1:5, rot, ISO	308466	€ 1.449,00
Duo Pack E20 L	mit Licht, 1:1, blau, ISO	308467	€ 1.049,00
Duo Pack E15 L	mit Licht 4:1, 5, grün, ISO	308468	€ 1.249,00
Duo Pack E10 C	ohne Licht, 1:1, blau, ISO	315269	€ 899,00

SONICflex DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack 2008 L	mit Licht, Air-Scaler	315271	€ 2.926,00
Duo Pack 2003 L	mit Licht, Air-Scaler	315270	€ 2.926,00

MASTERmatic DUO Packs

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Sonderpreis
Duo Pack M25L/M05L	mit Licht, 1:5, rot	322596	€ 1.970,00
Duo Pack M25L/M20L+L68	mit Licht, 1:5, 1:1, rot/blau	322595	€ 1.689,00
Duo Pack M20L+L67/M20L+L68	mit Licht, 1:1	322594	€ 1.399,00
Duo Pack M25 L	mit Licht, 1:5, rot	308464	€ 1.970,00

*DUO Packs können nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden.

Die im PlanDeal beworbenen KaVo Aktionen basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung gültigen Herstellerinformationen. Änderungen, Einschränkungen oder eine vorzeitige Beendigung der Herstelleraktion durch KaVo bleiben vorbehalten. Es gelten die jeweils aktuellen Aktionsbedingungen des Herstellers.

RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasion-Gerät oder Sandstrahler
für alle Indikationen.

Egal, ob Sie KaVo RONDOflex zur Vorbehandlung von Dentin-, Metall- oder Keramik- Oberflächen oder vor dem Applizieren von Adhäsivsystemen und kompositbasierten Zementen einsetzen: neben der schonend schmerzarmen Oberflächenbehandlung überzeugt KaVo RONDOflex mit einer Vielzahl an cleveren Details für einen komfortablen Praxisalltag.

Sonderpreis
€ 1.585⁰⁰



Stark. Sauber. Effizient.

Hocheffizientes, minimalinvasives sauberes Arbeiten, leichthändig und zielgenau.

Schonende Behandlung ohne Bohren, ohne Spritze, ohne Lärm, ohne Vibration und ohne unangenehmes Gefühl im Mund: angenehm für Ihre Patienten, besonders für sensible Patienten, Kinder und Jugendliche.

Unvergleichbare Flexibilität durch problemlosen Einsatz an verschiedenen Arbeitsplätzen dank MULTIflex-Kupplung: Einfach aufstecken und los geht's. Ohne Zusatzgeräte. Ohne Zusatzanschlüsse. Ohne umständliches Montieren.

Mit zusätzlicher Wasserzufuhr

- Reduzierte Pulverbelastung
- Wesentlich kleiner Schmutzradius
- Leichter entfernbare Korundpartikel
- Mehr Behandlungskomfort

Inkl. 2 Kanülen

- Für flächigen und punktuellen Abtrag

Vielseitige Indikationen

Das RONDOflex plus 360 ist für minimalinvasive flächige, aber auch in die Tiefe gehenden Abtragung von Zahnschubstanz und Materialien der Restaurationen bestimmt, wie beispielsweise:

- Präparationen von Kavitäten für kleinere Komposit Restaurationen der Klassen I bis VI, bei Vertiefungen, Fissuren und beginnender Läsionen
- Entfernung von Verbundrestaurationen, Verfärbungen oder von Amalgamtätowierungen
- Reparatur: Entfernen von Kompositen sowie anderen harzbasierten Füllungsmaterialien
- Reinigen und vergrößern/aufräumen der Oberflächen von Metallen, Kompositen, Acrylen, Keramik und Amalgam für eine bessere Haftung
- Vorbehandlung der Oberfläche beim Verkleben von kieferorthopädischen Brackets, Veneers und bei Aligern

Produkt	Eigenschaften	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
RONDOflex plus 360	Air Abrasion System, Anschluss MULTIflex	155398	€ 2.336,00	€ 1.585,00



ORBI-Sept Wet Wipes S Cool Fresh

Gebrauchsfertige Tücher zur schnellen prophylaktischen Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen empfindlicher Medizinprodukte.

- Breite Wirksamkeit innerhalb kürzester Zeit
- Duftnote: neutral oder cool fresh
- VAH-zertifiziert
- Aldehydfrei
- Phenolfrei

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
100 Stk., Größe S	300357	€ 4,40	€ 3,30

ORBIS Zahnseide gewachst mint 50m-Rolle

- Zahnseide
- gewachste Zahnseide aus Polyamid 6.6
 - Mintgeschmack
 - 2-Komponenten-Hygienebox mit integrierter Klinge und Softgriff

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
50 m	266921	€ 2,70	€ 2,03

ORBI-Sept Wet Wipes Sensitive

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten. Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Vliestücher zur Desinfektion von kleineren Flächen.

- Stark reduzierter Alkoholanteil bei Top Wirksamkeit
- 25% Alkoholanteil bestehend aus 20% 1-Propanol und 5% 2-Propanol
- Duftnote: neutral
- VAH-zertifiziert
- Ethanolfrei
- aldehydfrei
- phenolfrei

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
20 x 30 cm 80 Stk.-Flowpack	301761	€ 12,30	€ 9,23

ORBIS Wattekügelchen

Saugstarke, fusselfreie Wattekügelchen zum Trocknen und Applizieren von Flüssigkeiten.

- Chlorfrei gebleicht
- In Schraubdeckeldose
- Fusselfrei
- Weich und formstabil

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Dose 4,0 mm, 4 g	17440	€ 12,65	€ 9,49



€ 3³⁰



€ 2⁰³



€ 9²³



€ 9⁴⁹

-25 %
sparen!

ORBIS Ortho Floss

Die ORBIS Ortho Floss ist ideal für die Reinigung von Zahnsparren, Brücken, Implantaten und großen Zahnzwischenräumen. Der starre Teil des Zahnseide-Fadens erleichtert das Einfädeln der Zahnseide zwischen den Zähnen und kieferorthopädischen Strukturen. Der weiche, schwammige Teil dehnt sich aus, passt sich perfekt an alle Zahnzwischenräume an und reinigt effektiv. Der Farbwechsel von blau zu grün ist die Markierung in der Mitte von zwei aufeinander folgenden Fäden und zeigt Ihnen, wo Sie den Faden passend abtrennen.

- Perfekt für die Anwendung unter Zahnsparren, Implantaten und Brücken
- Einfaches Einfädeln
- Entfernt gründlich Plaque
- Praktischer, kleiner Spender
- Kein Verheddern einzelner Fäden
- Einfache Entnahme
- Auch für unterwegs geeignet
- Innovative farbliche Markierung zeigt die ideale Stelle zum Durchtrennen

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Packung, 50 Anwendungen	314038	€ 2,05	€ 1,54

ORBI-Sept WL-S Wasseraufbereitung

ORBI-Sept WL-S Wasseraufbereitung dient der Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Speziell zur Verwendung im automatischen Dosiersystem von beispielsweise DentsplySirona-Behandlungseinheiten geeignet.

- Kontinuierliche Entkeimung des Betriebswassers und der wasserführenden Leitungen
- Materialschonend
- Depotwirkung

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Flasche, 1 L Flasche	305907	€ 22,40	€ 16,80

ORBIS Interdentalbrush

ORBIS Interdental Brushes sind die idealen Zahnzwischenraumbürsten für Zähne, Implantate, Brackets, usw. Die Bürsten werden mit einer Schutzkappe für den Transport geliefert. Farblich codiert sind die Interdentalbürsten in verschiedenen Größen verfügbar.

- Farbcodierung nach ISO
- Ergonomischer Griff

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Stärke 0,4, pink, 8 Stk.	266574	€ 2,05	€ 1,54

ORBIS Alginat Pink

Das hochpräzise ORBIS Alginat Pink besitzt eine extrem hohe Zeichnungsschärfe von 5 µ. Dadurch ist eine hervorragende und exakte Detailwiedergabe gewährleistet. Der Abdruck bleibt, bei korrekter Lagerung, bis zu 120 Stunden, oder 5 Tage, dimensionsstabil.

- Klasse A Type 1 Alginat
- Staubfrei
- Einfaches Anmischen und Handling
- Thixotrop
- Kurze Mundverweildauer von nur 30 Sekunden
- Hohe Genauigkeit und Detailwiedergabe: 5 µ

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Beutel, 450 g	318689	€ 7,65	€ 5,74

ORBIS Touch Basic protect Latex Einmalhandschuhe

Die ORBIS Touch Basic protect Handschuhe sind lebensmittelechte, polymerbeschichtete und puderfreie Hygiene- und Schutzhandschuhe aus hochwertigem Naturlatex.

- Grammat: 5,7 g (Größe M)
- Unsteril
- Mikrogeraute Fingerspitzen
- Texturierte Fingerspitzen
- Puderfrei
- Mit Rollrand

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
S, 100 Stk.	319246	€ 6,95	€ 5,21

-25 %
sparen!



€ 1⁵⁴



€ 16⁸⁰



€ 1⁵⁴



€ 5⁷⁴



€ 5²¹



ab € 35^{85*}



4+1

10+3



G-aenial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems.

A'CHORD Vereinfachung

- Einfaches Unishade-System
- Einfache Handhabung
- Einfach Universal

A'CHORD revolutionäre Technologie

- Patentierte Füllstoffe und Beschichtung
- Hohe Farbstabilität und

Verschleißfestigkeit

- Ausgezeichnete Röntgensichtbarkeit

A'CHORD Ästhetik

- Natürliche Fluoreszenz
- Langanhaltender Glanz
- Extreme Herausforderungen

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 4 g/2,1 ml	281058	€ 67,10	€ 46,60
Unitips 15 x 0,3 g/0,16 ml	281076	€ 72,00	€ 49,90



Aktion: Bei Abnahme von 4 oder 10 Packungen G-aenial® A'CHORD derselben Packungseinheit erhalten Sie 1 oder 3 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller



G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für alle Bonding-Techniken und ideal für Reparaturen und als Desensitizer einsetzbar!

- Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin
- Exzellente Konsistenz und Benetzung
- Sofortige Dentinversiegelung
- Für Komposite, Zirkonoxid, Aluminiumoxid und Metalle sowie alle Glaskeramiken (Feldspat, leuzitverstärkt & Lithium-Disilikat) und Hybridkeramiken in Kombination mit G-Multi PRIMER
- G-Premio BOND & G-Premio BOND DCA = duale Härtung
- Weniger Verfärbungen
- Weniger postoperativen Sensibilitäten
- Weniger Zeit- und Materialaufwand

3er
Flaschenpackung
+
1-Flaschen Packung
gratis!



€ 202^{80*}

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
3 x 5 ml	268057	€ 292,60	€ 202,80



Aktion: Bei Abnahme von 1 Packung G-Premio BOND 3er Flaschenpackung erhalten Sie eine Flasche gratis!

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 24^{90*}



8+2



G-aenial® Universal Injectable

Hochstabiles Restaurationskomposit

G-aenial® Universal Injectable ist ein Universal-Restaurationskomposit mit außerordentlicher Festigkeit und Widerstandsfähigkeit für langlebige ästhetische Restaurationen.

Der hohe Gehalt an ultrafeinen Bariumpartikeln und die vollabdeckende Silan-Beschichtungstechnologie (FSC) verleihen G-aenial Universal Injectable außerordentliche Festigkeit - fester als führende am Markt verfügbare Komposite.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Spritze 1,7 g	264946	€ 45,00	€ 24,90



Aktion: Bei Abnahme von 8 Packungen G-aenial® Universal Injectable derselben Packungseinheit erhalten Sie 2 Packungen** ohne Berechnung. Farbmix möglich

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung

**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

Erfolgreiche Restaurations- und Befestigungssysteme von GC!



RESTORATIVE
SOLUTIONS

LUTING
SOLUTIONS



GC AUSTRIA GmbH

<https://www.gc.dental/europe/de-AT>

ab € 56^{25*}



G-CEM ONE™
G-CEM ONE™ Universal

Universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit

G-CEM ONE ist ein universelles, selbstadhäsives Befestigungskomposit für alle Indikationen und Restaurationen. Je nach Präparation können Sie zwischen einer vereinfachten selbstadhäsiven Befestigung oder einer volladhäsiven Anwendung wählen.

G-CEM ONE kann optimal mit dem innovativen G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (AEP) kombiniert werden, wenn eine hohe Haftfestigkeit erforderlich ist.

Ob Sie von der Touch-Cure-Funktion ohne Lichthärtung des G-CEM ONE AEP profitieren wollen oder die universelle Anwendung und Lichthärtung von G-Premio BOND bevorzugen, es gibt immer eine perfekt passende Lösung.



Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis
A2 Twin Refill, 2 × 4,6 g	300929	€ 143,20	€ 107,40
Transluzent Twin Refill	300930	€ 143,20	€ 107,40
AO3 Single Refill, 1 × 4,6 g	300931	€ 75,00	€ 56,25
White Opaque Single Refill, 1 × 4,6 g	300932	€ 75,00	€ 56,25
A2 Value Refill, 8 × 4,6 g	300933	€ 454,80	€ 341,10
Transluzent Value Refill, 8 × 4,6 g	300934	€ 454,80	€ 341,10

Aktion: Bei Abnahme von **3 Nachfüllpackungen G-CEM ONE** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung** ohne Berechnung.** Farbmix möglich. Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung
**Die Gratisware erhalten Sie direkt vom Hersteller

ab € 86^{40*}



FujiCEM™ Evolve
Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomer für Zuverlässigkeit und angenehmen Komfort

FujiCEM Evolve ist eine vielseitige Befestigungslösung für Ihre tägliche Arbeit, die ein einfaches Protokoll mit den herausragenden Eigenschaften der Glasionomere von GC kombiniert. Ein neues Dosiersystem und die Möglichkeit der Lichthärtung zur Entfernung von Rückständen machen die Zementierung einfacher denn je. Darüber hinaus besticht FujiCEM Evolve durch verbesserte Eigenschaften, wie eine höhere Röntgenopazität und einen langlebigeren Haftverbund – hauptsächlich auf Zirkonoxid.



- Ideal für Metall-und Zirkonrestaurationen!
- Handmischvariante oder Automix
 - Keine Vorbehandlung
 - Lange Verarbeitungszeit, kurze Abbindezeit
 - Hervorragende Randdichtigkeit
- Kein Kofferdam, feuchtigkeitstolerant
 - Optimale Viskosität
 - Geringe Filmstärke
 - Optionale Lichthärtung
 - Optimierter Haftverbund an Zirkonoxid

Packung	Art.-Nr.	Preis.	Sonderpreis
Spritze 9,2 g	270134	€ 108,00	€ 86,40



ab € 64^{00*}

SDI | YOUR OUR SMILE. VISION.

Stela
Stela ist ein neuartiges, selbsthärtendes Hochleistungs-Komposit, mit unbegrenzter Aushärtungstiefe und geringem Polymerisationsstress für einen spaltfreien Haftverbund, ohne Säureätzung oder Lichthärtung.

Stela ist erhältlich in einer Universalfarbe und zwei Applikationssystemen, Kapsel (viskoser) und Automix Spritze (fließfähiger), beide mit sehr einfacher 2-Schritt-Technik (Grundierung und Komposit). Für Einfachheit, Effizienz und Langlebigkeit ohne postoperative Sensibilität. Stela ist die Lösung für Ihre Zahnarztpraxis.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Stela Automix Intro Kit: 1 Stela Automix Spritze 8 g, 1 Stela Primer Flasche 5 ml, 15 Mischkanülen, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren	317587	€ 161,39	€ 115,00
Stela Capsule Intro Kit: 10 Stela Kapseln, 1 Stela Primer Flasche 5 ml, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren	317589	€ 97,37	€ 69,00

Aktion: Bei Abnahme von **2 Packungen Stela** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.** Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



SDI | YOUR OUR SMILE. VISION.

Riva Light Cure und Riva Light CureHV

Lichthärtendes, Kunststoff verstärktes Glasionomer Füllungsmaterial. Enthält den longlass-Füller, eine einzigartige Mischung verschieden großer, ultrafeiner, hochreaktiver Glaspartikel. Das patentierte bioaktive Hybridglas ermöglicht langlebige Füllungen mit exzellenter Verarbeitung, Festigkeit und Ästhetik. Der longlass-Füller enthält Fluorid- und Strontiumionen, die synergistisch die Bioremineralisation des Zahns fördern. Das Material ist biomimetisch und verfügt daher über dentinähnliche Hydrophilie. Es ahmt auch die Transluzenz und Opazität von Dentin und Schmelz nach, für Füllungen mit natürlicher Ästhetik. Riva Light Cure ersetzt Dentin und bindet sich chemisch an den Zahn. Ätzmittel oder Adhäsiv sind nicht nötig, das verringert die Gefahr von Überempfindlichkeit erheblich.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Riva Light Cure, 50 Kapseln	169700	€ 168,03	€ 121,00
Riva Light Cure HV, 50 Kapseln	224276	€ 168,03	€ 121,00

Aktion: Abnahme von **2 Packungen Riva Light Cure/Riva Light Cure HV** erhalten Sie **1 weitere gleichwertige Packung ohne Berechnung.** Aktion innerhalb gleicher Verpackungseinheit gültig.

*Unter Berücksichtigung der Gratispackung



Thed+

W&H Thed+ Thermodesinfektor

Mit dem W&H Thed+ Thermodesinfektor setzt W&H neue Maßstäbe in der maschinellen Instrumentenaufbereitung.

- Effiziente und smarte Aufbereitung in Rekordzeit auf zwei Waschebenen
- Intelligente Anpassung für maximale Effizienz
- Hygiene und Schutz auf höchstem Niveau
- Automatische Programmempfehlung und Spezialprogramme

Zubehör Kits für Thed+

Starterkit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Einsatz für 3 Trays oder Kassetten

Injektionskit bestehend aus:

- Unterkorb
- Korbeinsatz ¼
- Korbeinsatz ½
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Injektorleiste
- Adapter-Kit für Übertragungs-instrumente (3 Stk.)
- Injektorkappen (14 Stk.)

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Thed+ Unterbaugerät	21056001	€ 10.918,00	€ 9.375,00
Starterkit	321720	€ 923,00	€ 788,00
Injektionskit	322429	€ 1.929,00	€ 1.647,00
Advanced-Kit	322025	€ 1.832,00	€ 1.564,00

Advanced-Kit bestehend aus:

- Unterkorb
- Oberkorb
- Korbeinsatz ¼ (2 Stk.)
- Korbeinsatz ½ (2 Stk.)
- Einsatz für Instrumente stehend ¼
- Einsatz für Klemmen, Scheren und Abformlöffel
- Einsatz für 5 Trays oder Kassetten



€ 9.375^{00*}

*exklusive Fracht- und Installationspauschale



Lisa 17 Aktionspaket
inklusive Multidem C27

Innovativer W&H Autoklav Lisa
mit 17 Liter Sterilisator

- neues, übersichtliches, modernes 5"-Display
- Wasserdampfsterilisator mit 17 Liter Kammervolumen
- ioDent® System für intelligente, vernetzte Wiederaufbereitung Ihrer Instrumente
- mehr Performance dank 6 Aluminiumstrays für mehr Beladung
- hygienisch glatte Oberfläche und besonders klares Farb-Touchdisplay
- intelligente Menüführung für effizientes Arbeiten und EliSense Technologie zur Anzeige von relevanten Zyklusinformationen via LED-Indikatoren
- papierlose Dokumentation des Sterilisationsprozess bis hin zum einzelnen Instrument ohne extra Software oder Computer
- automatisches Speichern der Zyklusberichte auf USB Stick mit hoher Speicherkapazität
- standardmäßig kompatibel mit allen gängigen Software-Herstellern (DIOS, Charly Solution, ...) für die Praxisdokumentation

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Paketpreis
Lisa7	19931187	€ 10.649,00	
Multidem C27	19723112	€ 512,00	
		€ 11.161,00	€ 7.959,00



Paketpreis
statt € 11.161⁰⁰
€ 7.959^{00*}



*exklusive Fracht- und Installationspauschale

Sonderpreis
€ 4.443^{00*}



Implantmed Plus II

Implantmed Plus II ist die digitale Assistenz für die moderne Implantologie.

Es wird zur helfenden Hand im Operationssaal. Ziel ist es, Anwender bestmöglich und effizient zu unterstützen. Sei es bei der Implantatinserktion oder bei der Weisheitszahnextraktion.

Lieferumfang:

- Steuergerät mit integrierter Scanfunktion zur Dokumentation von verwendeten Materialien wie Implantate oder Biomaterialien
- Motor mit Licht EM-LC 1,8 m Kabel
- kabellose Fußsteuerung S-NW3
- 6 Stk. Einweg-Sprayschläuche inkl. 5 Clips
- Netzkabel
- Universalablage
- Stativ

Produkte	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Implantmed Plus II SI-2102			
Set Scan-Edition	324393	€ 5.566,00	€ 4.443,00

Mit viel Überredungskunst zur Zweitpraxis

Befreundete Kollegen in einem Ärztezentrum ließen jahrelang nicht locker und hatten am Ende Erfolg: Im Januar 2022 eröffnete Dr. Simon Schöpf seine Zweitpraxis im Haus Moriel. Bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt wurde er von Peter Müller, Dentalfachberater bei Plandent. Das dental journal unterhielt sich mit den beiden über das Projekt und ihre Zusammenarbeit.

Fotos © Oliver Rohkamm



Ein offener, heller Empfang heißt die Patienten willkommen.

Auf Umwegen kam Dr. Simon Schöpf zur Zahnmedizin. In der Familie selbst gab es keine Zahnärzte. Sein Vater arbeitete als Volksschullehrer, seine Mutter war Hausfrau und kümmerte sich um Haushalt und Familie. So war es auch kein Wunder, dass zunächst andere Berufswünsche nach der Matura dominierten. Besonders lockte ihn der Studienpilotversuch „Informationstechnik“ an den Standorten Jenbach und Wörgl. „Doch das war dermaßen schlecht organisiert und ich habe das dann recht schnell aufgegeben.“, erklärt Dr. Schöpf heute.

Auf Informationstechnik folgt Zahnmedizin

„Da meine Cousine zu der Zeit Medizin studierte, wurde mein Interesse für diesen Bereich geweckt. Die Zahnmedizin erlaubt es handwerklich zu arbeiten und gleichzeitig selbstständig zu sein.“, begründete er seine finale Entscheidung. Nach dem Abschluss übernahm er zunächst drei Jahre Vertretungstätigkeiten in verschiedenen Ordinationen bevor er seine

erste Praxis in Schwaz startete. Bereits dort wurde die gesamte Planung von Katharina Huber (Leitung Planung bei Plandent) durchgeführt – zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. Das hätte es gewesen sein können, hätten nicht Kollegen in einem Ärztezentrum bestehend aus Fachärzten in den Bereichen Kardiologie, Innere Medizin, Orthopädie und Traumatologie darauf bestanden auch einen Zahnarzt an Bord wissen zu wollen. Nach langer Überredungszeit willigte Dr.


Schöpf schließlich ein und startete im August 2021 zusammen mit Peter Müller von Plandent die Detailplanung. „Ich war bereits mit der ersten Planung in Schwaz so zufrieden, dass ich erst gar keine Alternativplanung eingeholt habe.“, erklärt der stolze Praxisinhaber ohne Umschweife, und auch einen Businessplan hielt er nicht für nötig. „Hier herrscht nach wie vor Zahnärztemangel, daher war mir von vornherein klar, dass das nur unnötige Zeit kosten würde“, erklärt er. In nur fünf



Monaten war die Zweitpraxisstart klar: Eine Punktlandung. Da parallel konsequent in die Ankündigung der neuen Praxis investiert wurde, gab es von Anfang an genug Patienten, wo bei ein paar wegen kürzerer Anfahrtszeit auch von Schwaz nach Volders gewechselt sind.

Keine Kompromisse bei der Geräteauswahl

Bei der Geräteausstattung wollte Dr. Simon Schöpf keine Kompromisse eingehen und so kamen nicht nur die drei ergonomischen Behandlungseinheiten Compact i5 von Planmeca, sondern auch das ProMax 3D mit einem Volumen von 8 x 11 cm inkl. dem begehrten Ultra-Low-Dose Modus. In dieser Einstellung erzeugt das Gerät bei einer 3D Aufnahme kaum mehr Strahlenbelastung als eine „normale“ Panoramaaufnahme. Die Patienten zeigen sich begeistert, da immer



Lebende Moosbilder findet man in der Praxis im Gang und in den meisten Räumen zur Verbesserung des Raumklimas (www.moosbilder.at).



Die neue Praxis verfügt über insgesamt drei Behandlungszimmer. Ein viertes ist bereits vorbereitet und wird derzeit als Büro genutzt.

öfter auch gezielte Fragen in diese Richtung kommen. Die Möbel kamen von der Firma Mann-Möbel, welche die strengen Vorgaben aus Deutschland auch gleich in Österreich umgesetzt hat: Jede Schublade, jeder Kasten hat Gummidichtungen, die vermeiden, dass Spaynebel in diese eindringen kann. Rund 200 Quadratmeter an hellen, modern gestalteten Räumen mit drei Behandlungszimmern sowie einem vorinstallierten, vierten Raum auf Reserve, der zur Zeit noch als Büro genutzt wird, stehen zur Verfügung. Neben ihm selbst sind noch drei Assistentinnen, eine Officemanagerin und zeitweilig ein Zahntechniker vor Ort. Dr. Schöpf setzt auf das gesamte Portfolio der allgemeinen Zahnmedizin inklusive der


Implantologie. Nur die Kieferorthopädie überlässt er den Kollegen und so könnte es sein, dass eines Tages auch noch ein Kieferorthopäde in das Ärztezentrum in Volders einziehen wird. Der Platz und der Bedarf ist auf jeden Fall da.

Gutes Raumklima durch lebende Moosbilder

Eine Idee für die künftige Praxis waren lebendige Moosbilder an den Wänden, um das Raumklima gesund zu halten. Dieses Stück Natur ist komplett wartungsfrei. Es kommt ausschließlich mit der vorhandenen Luftfeuchtigkeit aus und sorgt für viel Grün in der Praxis. Gleich fünf Stück hängen im Gang an den Wänden und sorgen



Die Praxis ist bereits die zweite Ordination von Dr. Schöpf und Teil eines Ärzteentrums in Volders, Tirol.



Herausragende Bildqualität: Planmeca ProMax 3D

für bewundernde Blicke der Patienten. Natürlich hängt auch ein Moosbild im Sozialraum mit gut ausgestatteter Küche in dem auch regelmäßig selbst gekocht wird. „Aber natürlich bestellen wir auch“, fügt Dr. Schöpf lachend hinzu. Das Logo, der Warteraum und das Farbkonzept wurden in Eigenregie entwickelt. Da alle Logo, der in dem Haus tätigen Ärzte stilisiert sind, entschied sich auch Dr. Schöpf dafür. Das Logo findet sich nicht nur prominent an der Wand beim Empfang, sondern auf allen Glastüren in der Praxis, das sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. Die Farbe des Logos wurde dann auf die Sitzmöbel im Wartezimmer und die Oberbekleidung des Praxisteams, sowie auf die Bilder im Wartebereich aus-

geweitet. Zwei Praxen mit einer guten Auslastung sorgen für einen hohen Arbeitseinsatz des Praxisteams. Um fit zu bleiben, verlässt sich Simon Schöpf nicht nur auf das ergonomische Schwingbühgelkonzept der Planmeca Compact i5, sondern treibt ergänzend viel Sport. Seit Anfang 2022 arbeiten Dr. Simon Schöpf und seine vier Mitarbeiterinnen nun in ihrer Zweitpraxis im Haus Moriel und sie haben gut zu tun. Denn für die Patienten bedurfte es im Gegensatz zu ihm keiner großen Überredungskünste.



Geschmackvoll und stilischer eingerichteter Wartebereich inklusive Raumteiler.



Auch an die Kleinsten ist gedacht.

Zahnarztpraxis
Dr. Simon Schöpf
Innsbrucker Straße 61
6111 Volders
Tel.: 05224 24141
info@zahnarzt-schoepf.at
www.zahnarzt-schoepf.at

GrandioSO Unlimited

Das GrandioSO Unlimited ist ein Universal-Composite mit 4 mm Schichtstärke. Vereinfachtes Farbsystem durch Cluster-Shades.

ab € 67⁹⁰

Neben der universellen Anwendbarkeit und gewohnt einfachen Handhabung bietet GrandioSO Unlimited weitere attraktive Vorteile: Dank des vereinfachten Farbsystems lassen sich mit nur 5 Cluster-Shades alle 16 klassischen VITA-Farben abdecken. Durch eine optimierte Lichtstreuung wird ein gezielter und verstärkter Chamäleoneneffekt erreicht, der die perfekte Anpassung des Füllungsmaterials an die natürliche Zahnfarbe sicherstellt. So sind Zahnarztpraxen mit nur fünf Farben optimal für ihren Praxisalltag aufgestellt und können ihr Warenlager reduzieren. Die häufig verwendeten Cluster-Shades A1-A3.5 benötigen eine Polymerisationszeit von nur 10 Sekunden.

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
GrandioSo Unlimited A1; 4,5 g	320839	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A2; 4,5 g	320840	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A3; 4,5 g	320841	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A3,5; 4,5 g	320842	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A4; 4,5 g	320843	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited opaque; 4,5 g	320844	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited bleach; 4,5 g	320845	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A1; 15 x 0,3 g	320847	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A2; 15 x 0,3 g	320848	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A3; 15 x 0,3 g	320849	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A3,5; 15 x 0,3 g	320850	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited A4; 15 x 0,3 g	320851	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited opaque; 15 x 0,3 g	320852	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited bleach; 15 x 0,3 g	320853	€ 89,30	€ 67,90
GrandioSo Unlimited; 5 x 4,5 g	320838	€ 356,70	€ 271,90
GrandioSo Unlimited; 75 x 0,3 g	320846	€ 356,70	€ 271,90



ab € 27⁹⁰

VOCO Profluorid Varnish+ BioMin

VOCO Profluorid Varnish + BioMin basiert auf dem bewährten Profluorid Varnish und wurde zusätzlich mit löslichem BioMin-Bioglas angereichert. Dieser nicht sichtbare Zusatz kommt bereits in Zahnpasten zum Einsatz und wird nun erstmals auch in einem Fluoridlack verwendet.

In Verbindung mit Speichel löst sich das BioMin-Bioglas nach und nach auf und setzt Calcium- und Phosphationen frei. Diese Mineralstoffe unterstützen die natürliche Remineralisierung der Zahnschmelze und tragen so zum Schutz und zur Stärkung der Zähne bei.

- Doppelter Schutz
- In verschiedenen Geschmackssorten
- Langanhaltende Desensibilisierung
- 5 % Konzentration an Natriumfluorid (22.600 ppm)

Packung	Art.-Nr.	Preis	Sonderpreis
Tube, 10 ml	320856	€ 35,30	€ 27,90
Single Dose, 50 x 0,40 ml	320858	€ 124,60	€ 98,48
Single Dose, 200 x 0,40 ml	320863	€ 373,80	€ 295,44